

ThermoTine®

Tétine thermomètre

Un indicateur pratique pour prendre la température de bébé.
Un geste doux et bien accepté par le bébé.
Idéal en promenade, en voyage et dans la trousse de bébé.

Les + produit :

- + **Forme orthodontique en silicone**
- + **Douce pour les gencives**
- + **Alarme sonore en cas de fièvre (>37.8°C)**

CONSEILS D'UTILISATION :

- Mettre la tétine dans la bouche de bébé et le laisser sucer.
La température de bébé est mesurée entre 3 et 5 minutes.
- Un signal sonore indique la fin de la mesure.

Au-delà de 38°C, il est recommandé de confirmer la température avec un thermomètre sans contact ou rectal. Précision à 0,1°C près. Plage de mesure de 32°C à 42.9°C. La dernière mesure s'affiche automatiquement. Pile LR41 (appareil scellé).



Réf :	Gencod	PCB
VM-05	3760165441168	

